

SIXPAD MEDICAL PRO (EMS機器)使用に関する同意書

ご使用前に、本同意書(両面)の内容をすべてお読みいただき、
ご自身がこれらに該当しないことを確認のうえ、
使用を希望される場合は、署名をお願いいたします。

- ☐ 内容を確認しました。
- ☐ 禁忌事項に該当しないことを確認しました。
- ☐ 同意のうえで使用を希望します。

同意日 年 月 日

■署名欄：「フルネームで記入ください。」

■生年月日

年 月 日(年齢： 歳)

■住所

※ご記入いただいた個人情報は、施術の安全性確認および院内管理目的のみに使用し、適切に保管いたします。
第三者への提供は一切行いません。

＜安全上のご注意＞

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、
本品を正しく安全にお使いいただくために守っていただきたい事項です。

危険 併用してはいけない方

次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすおそれがあります。

-  ☐ ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ☐ 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ☐ 心電計などの装着型医用電気機器

上記に当てはまる方は、本品を使用中の方にも触れないでください。

裏面に続きます。ご確認ください。

 警告 使用してはいけない方

次のような方は使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

-  ☐ 医師にEMS機器の使用を禁じられている方
- ☐ 静脈血栓症の方、またはその疑いがある方
- ☐ 使用部位にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- ☐ 使用部位に傷などの異常がある方(やけど、水疱、病変、切開、創傷、活動性皮膚疾患または皮膚感染など)
- ☐ 妊娠中の方、出産直後の方
- ☐ 小さなお子様、ご自分で取扱説明書の内容を理解できない方
- ☐ 飲酒している方
- ☐ 発熱(38℃以上)している方

 警告 使用してはいけない部位

次のような部位には使用しないでください。
事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

-  ☐ 首(頸部付近)、喉、頭部、顔
- ☐ 骨(背骨、ひじ・ひざなどの関節部位)
- ☐ 傷口などの粘膜部位
- ☐ 当日、脱毛処理をした部位
- ☐ 整形手術をした部位
- ☐ 金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位(人工関節含む)

 警告 医師、専門家にご相談いただきたい方

次のような方は必ず医師、専門家にご相談のうえ使用してください。事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。

-  ☐ 悪性腫瘍のある方
- ☐ 心臓疾患のある方、またはその疑いがある方
(心臓に痛みや動悸などの違和感を感じる方等)
- ☐ 心臓疾患の既往歴がある方
- ☐ 温度感覚喪失が認められる方
- ☐ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
- ☐ 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
- ☐ 骨粗しょう症など、骨に異常のある方
- ☐ 脊椎ならびに脚部の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼(とう)痛性)疾患のある方
- ☐ 血圧に異常がある方
- ☐ 使用部位やその周辺をけがしている方、または手術したことがある方
- ☐ 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方
- ☐ 体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- ☐ 使用部位に知覚障害や異常(感染症、皮膚炎や傷など)のある方
- ☐ 血行障害のある方
- ☐ 使用部位やその周辺に刺青(タトゥー)を入れている方
- ☐ アレルギー体質の方
- ☐ 安静を必要とする方
- ☐ 身体に異常を感じている方
- ☐ 専用ジェルパッドが肌に合わない方
- ☐ 医師に運動を禁じられている方
- ☐ 長期間、運動していない方医療機関で治療中の方
- ☐ 使用に不安がある方

● 誤った使い方をしたときの危害や損害の程度を、
以下の表示で区分して説明しています。

 **危険** 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」内容を示します。

 **注意** 誤った使い方をすると、「人が軽傷を負う可能性や、物的損害(家屋、家財および家畜・ペットに関わる拡大損害)の発生が想定される」内容を示します。

 **警告** 誤った使い方をすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

● 守っていただく内容を、
以下の図記号で説明しています。

 注意を促す内容があることを告げるものです。

 禁止の行為であることを告げるものです。

 行為の強制や指示を告げるものです。